


Speicheltest: Anleitung Entnahme



- 1) Wichtig: 1h vor der Speichelabgabe
NICHT essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen
KEINE Mundspülung benutzen oder Zähne putzen
- 2) Speichelset bestehend aus Röhrchen und Trichter auspacken
- 3) Vorsichtig Trichter auf Röhrchen schrauben, ohne den Inhalt zu verschütten
- 4) In Trichter spucken: dazu zuerst Schleim geräuschvoll aus dem Rachen in den Mund ziehen, im Mund sammeln und in den Trichter spucken, den Vorgang solange wiederholen bis die Unterkante der Etikette erreicht ist (siehe Markierung ▼ im Bild)
- 5) Trichter abschrauben und Röhrchen wieder mit Deckel fest verschliessen
- 6) Das Röhrchen schütteln, um Spucke und Transportflüssigkeit zu mischen
- 7) Röhrchen beschriften, per Hand oder Drucker
- 8) Proben in einer Medica-Versandtüte oder per Medica-Versandbox, einsenden